

# MAITRISE DE L'INTEGRITE DE L'EMBALLAGE DES PANIERS DE BLOCS

## Audit du circuit des paniers de la sortie de l'autoclave au stockage dans les blocs opératoires

M. Lafaurie, R.M. Plouzennec, A.V. Lebelle – Stérilisation CHU ANGERS

### INTRODUCTION

Dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité, le service de stérilisation du CHU d'Angers procède au suivi des réclamations clients (blocs opératoires) concernant les paniers déchirés ou percés. Malgré des actions internes au services menées en 2002, on dénombre 0.65% de déclarations en 2005 pour l'ensemble des blocs.

Objectif : Audit de pratique pour définir les points critiques du circuit des paniers sur l'intégrité de l'emballage (après sortie de l'autoclave).

### MATERIEL ET METHODE

Champ de l'audit : Blocs Orthopédie, ORL et Gynécologie (2 ½ journées)

Référentiel : Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière  
Plan de l'audit : 5 étapes font l'objet d'un questionnaire

- Sortie d'autoclave
- Chargement des armoires par le personnel de stérilisation
- Manipulation et transport des armoires par les chauffeurs
- Déchargement des armoires par le personnel des blocs
- Rangement des paniers dans les arsenaux des blocs

### RESULTATS

- En sortie d'autoclave : Temps d'attente avant manipulation des paniers respecté  
Paniers inspectés visuellement
- Le transport : Pas de point critique
- Dans les blocs opératoires :

#### POINTS CRITIQUES

##### Locaux

Manque de place dans les arsenaux  
Arsenal non ergonomique



##### Equipements

Arêtes des étagères « aiguës »  
Empilement des paniers



##### Méthode

Absence de vérification de l'intégrité de l'emballage



#### POINTS POSITIFS

##### Locaux

Zone de stockage dédiée aux DM stérilisés  
Entretien des locaux et des étagères enregistré



##### Equipements

Localisation précise des paniers (listing)  
Rangement ergonomique



##### Méthode

Déchargement des paniers de support  
(moins de manipulation)  
Traçabilité des paniers envoyés en stérilisation



### DISCUSSION

Le traitement des paniers en stérilisation est conforme aux bonnes pratiques

Les points critiques concernent principalement la manipulation des paniers et les conditions de stockage. Propositions d'amélioration :

- ❖ en Stérilisation : Test d'un papier plus résistant aux chocs contre les étagères (non retenu)  
Test d'un « sous-panier » supplémentaire
- ❖ aux Blocs : Test d'étagères à bords émoussés  
Sensibilisation du personnel à l'amélioration des pratiques notamment vérification systématique de l'intégrité de l'emballage (au moins des boîtes uniques) via :
  - ➔ Rédaction d'une note d'information diffusée aux cadres de blocs (illustrée ci-contre)
  - ➔ Elaboration d'un cahier des charges sur les locaux de stockage (pour cadres de bloc)



### CONCLUSION

La maîtrise de l'intégrité des emballages des paniers en stérilisation est un problème récurrent. Au CHU d'Angers, beaucoup d'actions ont déjà été menées pour l'améliorer : rénovation du parc de paniers, sensibilisation du personnel de stérilisation et des blocs opératoires. L'ajout d'un « sous-panier » au double emballage classique semble être une solution satisfaisante et cette pratique devrait être généralisée à l'occasion des prochains marchés.

Afin d'illustrer l'impact du choix d'un équipement sur le maintien de la stérilité (étagère à arête aiguë), ce travail a été présenté à la Direction des Services Économiques qui en tiendra compte lors des prochains aménagements de bloc.

Ce document à été crée avec Win2pdf disponible à <http://www.win2pdf.com/fr>  
La version non enregistrée de Win2pdf est uniquement pour évaluation ou à usage non commercial.